



## Стандартен разтвор за проводимост, 1990 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , NaCl, 100 mL

Продукт №: 210542  
BGN Цена: Свържете се с нас  
Доставка до 2 седмици

### Стандартни разтвори за проводимост за лабораторни и полеви анализи

Стандартен разтвор за проводимост, 1990  $\mu\text{S}/\text{cm} \pm 20 \mu\text{S}/\text{cm}$  при 25°C, 1000 mg/L като натриев хлорид (NaCl), (1  $\mu\text{S}/\text{cm} \sim 0,5 \text{ mg/L TDS}$ ), 100 mL бутилка.

#### Проследим до референтни материали с NIST стандарт

Независимо дали сте в лаборатория, или в полеви условия – важно е винаги да извършвате резултати от измерването, на които можете да се доверите. Качеството на използваните стандартни разтвори е от ключово значение.

#### Предназначен за използване с портфолиото от измервателни уреди на Hach и с други измервателни уреди.

Основата за прецизни измервания на проводимостта е добра грижа и калибриране на клетката за проводимост.

#### Надеждна опаковка

Предоставя се в херметически затворена опаковка, което гарантира срока на годност.

### Спецификации

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIST проследимост:       | Да                                                                                                       |
| Package settings:        | Бутилка                                                                                                  |
| Концентрация:            | 1000 mg/L (NaCl)                                                                                         |
| Обем / опаковка, размер: | 100 mL                                                                                                   |
| Описание:                | Калибриращ разтвор за проводимост                                                                        |
| Параметър:               | Проводимост                                                                                              |
| Платформа:               | Разтвор                                                                                                  |
| Специални бележки:       | Наблюдаван срок на годност след отваряне, при спазване на препоръките за съхранение и употреба: 3 месеца |
| Условия на съхранение:   | 10 – 25°C (защита от светлина)                                                                           |
| Формула:                 | NaCl                                                                                                     |