



Стандартен разтвор за амоняк, 10 mg/L, 500 mL

Продукт №: 15349
BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

Стандартни разтвори за йон-селективен електрод (ISE) за лабораторни анализи

Стандартен разтвор за ISE. Амоняк, 10,0 mg/L $\pm$ 0,5 mg/L NH₃-N. 500 mL бутилка

Предназначен за използване с портфолиото от измервателни уреди на Hach и с други измервателни уреди. Основата за прецизни измервания на ISE е добра грижа и калибриране на йон-селективния електрод.

Надеждна опаковка

Предоставя се в херметически затворена опаковка, което гарантира срока на годност.

Спецификации

Package settings:	Бутилка
Концентрация:	10 mg/L
Обем / опаковка, размер:	500 mL
Описание:	Стандартен разтвор за определяне на амониев азот
Параметър:	Амоний
Платформа:	Разтвор
Специални бележки:	Наблюдаван срок на годност след отваряне, при спазване на препоръките за съхранение и употреба: 3 месеца
Условия на съхранение:	10 – 25°C (защита от светлина)