



## Инхибитор на нитрификация за BOD, формула 2533, TCMR, 35 g

Продукт №: 253335  
BGN Цена: Свържете се с нас  
Налично

TCMR – 2-хлор-6 (трихлорметил) пиридин (N-Serve), нанесен върху инертен субстрат. Използването на 0,16 грама в 300 mL проба инхибира азотната потребност от кислород при теста за BOD (използвайте капачка за дозиране, номер на част 45901), 35 g.

---

### Спецификации

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Package settings:        | Бутилка                             |
| Бр. тестове:             | 200                                 |
| Метод, номер:            | 8043                                |
| Обем / опаковка, размер: | 35 g                                |
| Описание:                | Инхибитор на нитрификация           |
| Параметър:               | Биохимична потребност от кислород   |
| Платформа:               | Jar                                 |
| Приложение:              | Инхибитор на нитрификация<br>(CBOD) |
| Формула:                 | Трихлорметил пиридин (ТХМП)         |

---

### Задължителни аксесоари

- Dispenser cap, formula 2533 nitrification inhibitor 35 g bottle, 1/pk (Item 45901)