



Replacement ORP electrode for 1200-S sc sensor, with fitting

Продукт №:

LZX890

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 1 седмица

Спецификации

Време за отговор T90:	< 2 min temperature
Гаранция:	6 месеца
Диаметър:	12 mm
Диапазон на налягането:	2 bar
Дължина:	120 mm
Измерване, диапазон:	-1500 - 1500 mV
Кабелна връзка:	S7 connector
Метод на калибриране:	One point, standard buffer solution (automatic), One point, comparative measurement
Повторяемост:	± 0.5 %
Поток:	max. 4 m/s
Работен температурен диапазон:	-5 - 50 °C
Тегло:	< 0,15 kg
Точност:	± 0,2 °C
Условия на съхранение:	-20 °C - 60 °C