



Test tube, rack, polyethylene, 16 mm (O.D.), 60 holes

Продукт №: 2497901
BGN Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

Sixty-place rack features a special blend of polypropylene which sinks in water, assuring non-floating racks when immersed. Autoclavable. Stackable and autoclavable. Overall dimensions: 24.6 x 10.7 x 6.4 cm (9.7 x 4.2 x 2.5"). Color may vary.

Спецификации

Диаметър:	16 mm
Обем / опаковка, размер:	1 each
Отвори за цилиндъра за проба:	60
Разположение на цилиндъра за проба:	5 x 12