



Буферен разтвор, рН, рН 4,01, 500 mL

Продукт №:	2283449.99
BGN Цена:	Свържете се с нас
Налично	

Качествен буферен разтвор , цветово кодиран, червен, за лесна идентификация. Проследим до NIST. рН е $4,01 \pm 0,02$ при 25° C.

Спецификации

Package settings:	Бутилка
рН стойност (и):	4.01
Кодиран цвят?:	Да
Концентрация:	$4,01 \pm 0,02$ рН
Обем / опаковка, размер:	500 mL
Описание:	Буферен разтвор, (цветово кодиран, червен) (NIST)
Параметър:	рН
Платформа:	Разтвор