



Джобен колориметър DR300, хлор, свободен + общ, MR, с кутия

Продукт №:

LPV445.99.62110

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Доказано минало. Точен и бърз.

DR300 поддържа традицията за надеждност на джобния колориметър Hach с по-лесна за употреба конструкция.

Имайте предвид, че в комплекта не са включени реактиви и същите трябва да се закупят отделно.

Надеждно

От 1993 г. Hach насам продължава да предоставя първокласни химични материали и колориметрични уреди, осигурявайки надеждни и точни измервания.

Опростени

Опростената, интуитивна работа намалява потенциалните грешки при ръчната работа, като осигурява точни данни от измерването, на които можете да се доверявате отново и отново. По-голям дисплей с фоново осветление прави отчитането на резултатите от измерванията още по-лесно при всякакви условия.

Издръжлив

Здравата водоустойчива (IP67) конструкция ще издържи на всички условия, които можете да срещнете в полеви условия или на пътя (капки, екстремни температури, дъжд и мръсотия).

Спецификации

Абсорбцията:	0 - 2,5 mAbs
Гаранция:	24 месеца
Данни, регистър:	Последните 50 измервания
Детектор:	Силиконов фотодиод
Дисплей: течнокристален (фонов осветление):	LCD с фонов осветление
Дължина на вълната:	528 ± 2 nm
Измерване метод:	DPD
Измерване, диапазон:	0,05 - 4,00 mg/L Cl ₂ ; 0,1 - 10,0 mg/L Cl ₂
Какво има в кутията:	Всеки от джобните колориметри DR300 се получава като готов за работа комплект в специално здраво куфарче за пренасяне (4660200), включително батерии, клетки за проби (2427606) и ръководство. Реактивите трябва да се закупят отделно.
Клетка за проба, съвместимост:	1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL)
Лампа-излъчвател:	Светодиод (LED)

Ограждение, клас:	IP67, водоустойчив на 1 м за 30 минути
Параметър:	Хлор, свободен + общ, MR
Пауза:	Четири алкални батерии AAA; приблизителният живот е 5000 теста
Размери (В x Ш x Д):	34 мм x 69 мм x 157 мм
Специална функция:	с кутия
Тегло:	0,25 kg
Условия на работа:	0 - 50°C, при относителна влажност 0 - 90% (некондензираща)
Ширина на спектралната лента:	Филтър с ширина на пропусканата лента 15 nm

Какво има в кутията

Всеки от джобните колориметри DR300 се получава като готов за работа комплект в специално здраво куфарче за пренасяне (4660200), включително батерии, клетки за проби (2427606) и ръководство. Реактивите трябва да се закупят отделно.